



Be Right™



Elektroden-Reinigungslösung bei Messung von Proben mit Proteinen/organischen Substanzen, 250 mL

Artikel-Nr.:

C20C370

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Elektroden-Reinigungslösung zur Entfernung von Proteinrückständen und organischen Verunreinigungen/Ablagerungen (z.B. von Lebensmitteln stammend) von pH-Elektroden. 250 mL Flasche.

Technische Daten

Beschreibung:	Entfernung von Proteinrückständen/organischen Ablagerungen
Formula:	Pepsin in HCl
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	250 mL