



E. coli und Gesamtcoliforme, 25 Stück

Artikel-Nr.: 2495525
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Anwesenheit/Abwesenheit-Bouillon mit MUG-Ampullen ermöglicht einen einfach anzuwendenden Test, ideal für das Screening von Trinkwasserproben auf das Vorhandensein von Gesamtcoliformen und E. coli Bakterien. Fügen Sie Ihre 100 mL Probe einfach zu der P/A-Bouillon hinzu und inkubieren Sie 24 bis 48 Stunden lang bei 35 °C. Eine Änderung der Farbe zu Gelb oder Gelbbraun zeigt das Vorhandensein von coliformen Bakterien an.

Umfassende Lösungen für Wasseranalysen im Freizeitbereich

Umfassende Lösungen für Abwasseranalysen

Umfassende Lösungen für Trinkwasseranalysen

Technische Daten

Material: Glas
Volumen / Packungsgröße: 25 St.