



Be Right™



## Cyanursäure 2 Reagenz Pulverkissen, 5-50 mg/L, 50 St.

Artikel-Nr.: 246066  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Cyanursäure nach der Melamin-Trübungs-Methode. Für 25 mL Probe.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Messbereich:	5 - 50 mg/L
Messgerät:	Alle außer DR 5000, DR/4000, PC II
Methode:	Trübung
Methode (Nummer):	8139
Parameter:	Cyanursäure
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 St.