



## FerroZine Eisen Reagenzlösung Kissen, 0,009-1,400 mg/L Fe

Artikel-Nr.:

230166

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Eisen(II) und Eisen(III) im Spurenbereich.

Mit FerroZine Eisen-Reagenz wird Eisen(II) und Eisen(III) bestimmt. Ein Aufschluss ist erforderlich bei stark komplexgebundenem Eisen (z. B. EDTA-Komplexe).

Für Eisen Spurenanalytik.

---

### Technische Daten

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Anzahl Bestimmungen:     | 50                               |
| Messbereich:             | 0,009 - 1,400 mg/L Fe            |
| Messgerät:               | Alle außer DR/850, DR/820, PC II |
| Methode:                 | FerroZine                        |
| Methode (Nummer):        | 8147                             |
| Parameter:               | Eisen                            |
| Volumen / Packungsgröße: | 50 /pk                           |