



Be Right™



Kupfer Reagenziensatz, 2-210 µg/L Cu

Artikel-Nr.:

2603300

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Kupfer nach der Porphyrin Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	2 - 210 µg/L Cu
Messgerät:	DR 6000, DR/4000 DR 3900, DR 2800 ,DR 2700, DR/2010 DR/890
Methode:	Porphyrin
Methode (Nummer):	8143
Parameter:	Kupfer
Plattform:	Pulverkissen