



Kupfer Maskierungs-Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 2603449
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer mit der Porphyrin-Methode. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Porphyrin
Parameter:	Kupfer
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	St.