



ECR Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.:	2603849
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Aluminium, Eriochrom Cyanin R Methode. Für 20 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Eriochrome Cyanine R
Methode (Nummer):	8326
Parameter:	Aluminium
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	St.

Erforderliches Zubehör

- ECR Maskierungs-Reagenz Lösung (25 mL) (Item 2380123)
- Hexamethylentetramin Puffer Pulverkissen, 100 Stück (Item 2603999)