



Be Right™



Detergentien Reagenz Pulverkissen, 25 St.

Artikel-Nr.:

100868

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von anionischen Tensiden, Kristallviolett Methode, 0,002-0,275 mg/L LAS.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 25 |
| Methode: | Kristallviolett |
| Methode (Nummer): | 8028 |
| Parameter: | Detergents |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 25 St. |