



Titrator Applikations-Kit Nahrungsmittel & Getränke: pH, Gesamtsäuregehalt & SO₂ in Wein

Artikel-Nr.: AP0013.AT1222

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Applikations-Kit für die Bestimmung von pH, Gesamtsäuregehalt und freiem & Gesamt-SO₂ in Wein mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modell AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Nahrungsmittel und Getränke
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.
Kompatible Geräte:	AT1222
Parameter:	pH, Gesamtsäure-Gehalt, Freies & Gesamt-SO ₂ in Wein
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.