



## Pipetten-Prüfsatz

Artikel-Nr.: LCA722  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Für die schnelle und einfache Überprüfung von Pipetten im Rahmen der Analytischen Qualitätssicherung (AQS).

Eine häufige Ursache für falsch dosierte Mengen ist eine verstellte Pipette. Dieser Fehler kann nach längerer Benutzung, Überdrehen, mechanischer Belastung oder durch falsche Handhabung auftreten.

Durch eine regelmäßige Überprüfung mit dem Pipetten-Prüfsatz kann dies frühzeitig erkannt werden.

---

### Technische Daten

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 5                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bemerkungen:         | Eine vorgelegte, präzise dosierte Farblösung wird mit dem Prüfvolumen der Pipette verdünnt. Die resultierende Extinktion ist ein Maß für die Abweichung vom Sollvolumen. Es können so Pipettierfehler über 2% eindeutig erkannt werden. |
| Beschreibung:        | Für die Präzisionsprüfung der LANGE Pipetten BBP078, BBP065, BBP080 und BBP164.                                                                                                                                                         |
| Lagerbedingungen:    | 15 °C - 25 °C                                                                                                                                                                                                                           |
| Methode:             | Entfärbung                                                                                                                                                                                                                              |
| Parameter:           | Pipetten-Prüfsatz                                                                                                                                                                                                                       |
| Plattform:           | LCA                                                                                                                                                                                                                                     |