



Digital-Titrator-Kartusche, Schwefelsäure, 8,00 N

Artikel-Nr.: 1439101

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Zur Basen-Bestimmung mittels Digital-Titrator-Titration. Ziffern x 0,01 = meq

Präzise Ergebnisse, wann und wo Sie sie brauchen

Für Digital-Titrator-Verfahren werden ein Hochpräzisions-Dispensiergerät und Kartuschen mit konzentriertem Titranten verwendet, um Analysen im Labor, im Werk oder Außeneinsatz zu ermöglichen.

Schnell und flexibel

Austauschbare Kartuschen ermöglichen das Wechseln der Titranten innerhalb von Sekunden. Es müssen keine Büretten gereinigt oder gespült werden.

Vielseitig

Über 50 Parameter/Bereich-Kombinationen verfügbar

Wirtschaftlich

Konzentrierte Titranten ermöglichen 40 - 100 typische Titrationen pro Kartusche.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 – 100
Messbereich:	10 - 4.000 meq/L Base
Messbereich (2):	5 - 35 % als NH ₃
Methode:	Phenolphthalein-Endpunkt
Methode (Nummer):	8200 (Säure)
Parameter:	Ammoniaklösung
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	8,00 N H ₂ SO ₄