




Be Right™



Formaldehyd-Standardlösung, 4.000 mg/L, 16 Stück - 10 mL Voluette-Ampulle

Artikel-Nr.: 2257310
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Zur Überprüfung der Genauigkeit von Formaldehyd-Bestimmungen

Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

Technische Daten

Beschreibung:	Formaldehyd-Standardlösung
Konzentration:	4.000 mg/L
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	16