



Reagenz, Hydrazin, Accuvac-Ampullen, 25 Stück

Artikel-Nr.:

2524025

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 179032

Zur Bestimmung von Hydrazin mittels p-Dimethylaminobenzaldehyd-Verfahren unter Verwendung von Accuvac-Ampullen. Hach Verfahren 8141. Messbereich: 4 - 600 µg/L. Packung mit 25 Ampullen.

Schnell

Die Accuvac-Ampullen liefern schnelle Ergebnisse. Aufbrechen, füllen, ablesen – so sparen Sie wertvolle Zeit.

Einfach

Es müssen keine Proben oder Reagenzien abgemessen werden. Die Vakuum-Ampullen ziehen das richtige Probenvolumen ein, sodass selbst ungeübte Anwender bei minimalem Aufwand zuverlässige Ergebnisse erhalten.

Präzise

Vakuum-Röhrchen mit optischer Qualität sorgen für präzise Messungen und Reagenzienstabilität.

Überall einsetzbar, wo Ergebnisse benötigt werden.

Die Ampullen sind gleichzeitig Reagenzienbehälter und photometrische Messzellen. Es müssen keine Reagenzien oder Proben transportiert werden.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Messgerät:	Alle außer DR/850, DR/820, PC II
Methode:	p-Dimethylaminobenzaldehyd
Methode (Nummer):	8141
Parameter:	Hydrazin
Plattform:	Accuvac