



Reagent set, total, nitrogen, colorimetric TKN, air freight

Artikel-Nr.:

2608600

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



For determination of Total Kjeldahl Nitrogen by the Nessler method. (Requires Digesdahl Digestion Apparatus) Packaged for air freight transportation. 250 tests.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	250
Methode:	Nessler
Plattform:	Lösung
Shipping Method:	Lufttransport