



Aminosäurereagenz-Pulverkissen für Kieselsäure, niedriger Messbereich, 25 mL, 1.000 Stück

Artikel-Nr.: 80428

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 80499



Zur Bestimmung von Kieselsäure im niedrigen Messbereich mittels Heteropolyblau-Verfahren (0 - 2,0 mg/L SiO₂). Optionales Reagenz für die Bestimmung von Phosphat im hohen Messbereich mittels Aminosäure-Verfahren. Probengröße: 25 mL. Packung mit 1.000 Pulverkissen

Technische Daten

Plattform: Pulverkissen