



Be Right™



Pipettierhilfe, Sicherheitsball

Artikel-Nr.: 1465100
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Der einzigartige Konusadapter ermöglicht das universelle Befüllen von Pipetten. Zum Vorbereiten auf das Befüllen einfach den Gummiball zusammendrücken, dann die Pipette in den Konusadapter stecken und die Pipettenspitze in die Probe tauchen. Zum Befüllen den Druck vom Ball nehmen. Den Ball abnehmen und das Ende der Pipette mit einem Finger bedecken, um die Abgabe vorzunehmen. Einfach und sicher. Autoklavierbar.

Technische Daten

Inhalt: Einschließlich autoklavierbarem elastischem Handgelenkband.
Volumen / Packungsgröße: 1 each

Inhalt

Einschließlich autoklavierbarem elastischem Handgelenkband.