



Be Right™



Zitronensäure Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.:

2106269

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von hohen Kieselsäure-Konzentrationen, Silicomolybdat-Methode.

Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50 - 100
Methode (Nummer):	8185, 8186
Parameter:	Silica
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.