



Be Right™



Anwendungs-Software Trinkwasseranalytik

Artikel-Nr.: LZV941

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

In der Anwendungs-Software für Trinkwasser sind alle für die Trinkwasseranalytik relevanten Methoden zusammengestellt. Mit dieser Software können einzelne Parameter mittels Selbstabsorption bei verschiedenen Wellenlängen ohne Zugabe von Reagenzien bestimmt werden. Nitrat (Selbstabsorption), organische Belastung (SAK), Färbung/organische Belastung (SAK)