



Be Right™



FerroVer Eisen Reagenz, Accuvac, 0,02-3,00 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2507025
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden.

Für die Bestimmung von Eisen nach der 1,10 Phenanthrolin-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Methode:	FerroVer
Methode (Nummer):	8008
Parameter:	Eisen
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	St.