



Molybdän Reagenziensatz, Pulverkissen, 0-35 mg/l Mo

Artikel-Nr.:

2243400

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Molybdän. Für 25 ml Probe.

For determination of Molybdenum by the Mercaptoacetic Acid Method (Hach method 8036). Range: Up to 35.0 mg/L as Mo⁶⁺. Sample Size: 25 mL. Set Contains: MolyVer[®] 1, 2 and 3 Molybdenum Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0 - 35,0 mg/L Mo
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Mercaptoacetic Acid
Methode (Nummer):	8036
Parameter:	Molybdän, Molybdat
Plattform:	Pulverkissen
Probevolumen:	25 mL