



Kaliumhydroxid Standard-Lösung, 8,00 N (500 ml)

Artikel-Nr.: 28249 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt Verfügbar





Für die Bestimmung von Kupfer, 0,1-8,0 mg/l Cu, und Härte mittels Titration und Büretten-Titration.

For pH adjustment in calcium determination by EDTA titration. Hach methods 8222 (buret) and 8204 (Digital Titrator). 500 mL bottle.

Technische Daten

Konzentration: 8,00 N

Methode: EDTA Titration
Parameter: Verschiedene

Plattform: Lösung
Volumen: 500 mL