



Be Right™



## Hexamethylentetramin Reagenz Pulverkissen, 50 St.

Artikel-Nr.:

187866

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Aluminium, ECR Methode, 0-0,220 mg/L Al.

### Technische Daten

Messgerät:	DR2700/DR2800/DR3800/DR3900/DR5000/DR6000
Methode:	Eriochrom Cyanin R
Methode (Nummer):	8326
Parameter:	Aluminium
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 St.