



Titrationskartusche Quecksilbernitrat für Digital Titrator, $2,256\ N$

Artikel-Nr.: 92101 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt Verfügbar



Für Chlorid-Titration, 100 - 8000 mg/L Cl

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 40 - 100

Messbereich: 100 - 8000 mg/L Cl⁻

Methode: Mercuric Nitrate

Methode (Nummer): 8206

Parameter: Chloride

Plattform: Digital Titrator

Titrant: $2.256 \text{ N Hg(NO}_3)_2$