



Be Right™



## Ortho-Phosphat Reagenziensatz 0,23-30,00 mg/L PO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.:

2244100

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Phosphat-Bestimmung nach der Aminosäure-Methode.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,23 - 30,00 mg/L PO <sub>4</sub>
Messgerät:	Alle außer PC II
Methode:	Aminosäure
Methode (Nummer):	8178
Parameter:	Phosphat
Plattform:	Lösung