



Be Right™



Bor Reagenz Pulverkissen, 0,2-14,0 mg/L B

Artikel-Nr.: 1417099
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bor-Bestimmung nach der Carmesin-Methode. 100 Stück.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Fußnote:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Messbereich:	0,2 - 14,0 mg/L B
Messgerät:	Alle außer DR/800, PC II
Methode:	Carmin
Methode (Nummer):	8015
Parameter:	Bor
Volumen / Packungsgröße:	100 St.