



Be Right™



Kissen mit Nährstoff-Pufferlösung, respirometrischer BSB, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2962266
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Zur Verwendung mit der BODTrak II Apparatur. Erfüllt die Anforderungen der Standard-Methode 5210 D. Verwenden Sie ein Kissen pro Probenflasche. Inbegriffen bei der BODTrak II Apparatur (2952400) und beim Bodtrak II Reagenziensatz mit Flaschen (2952440).

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Nährstoffe und Puffer
Chemische Formel:	Nährstoffe & Puffer
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 Stück