



Digital-Titrator-Patrone, Natriumthiosulfat, 2,00 N

Artikel-Nr.: 1440101

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff mittels Winkler-Methode und Digital-Titrator-Titration. 2,0 N. Ziffern x 0,1 = mg/L gelöster Sauerstoff in 200 mL Probe. Ziffern x 0,00025 = meq.

Präzise Ergebnisse, dann und dort, wo Sie sie brauchen

Für Digital-Titrator-Verfahren werden ein Hochpräzisions-Dispensiergerät und Patronen mit konzentriertem Titranten verwendet, um Analysen im Labor, im Werk oder Außeneinsatz zu ermöglichen.

Schnell und flexibel

Austauschbare Patronen ermöglichen das Wechseln der Titranten innerhalb von Sekunden. Es müssen keine Büretten gereinigt oder gespült werden.

Vielseitig

Über 50 Parameter/Bereich-Kombinationen verfügbar

Wirtschaftlich

Konzentrierte Titranten ermöglichen 40 - 100 typische Titrationen pro Patrone.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	2.000 - 70.000 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	10 - 100 mg/L gelöster Sauerstoff
Methode:	Iodometrisch
Methode (Nummer):	8209
Parameter:	Chlor, gesamt
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	2,00 N Na ₂ S ₂ O ₃