



CDTA-Digital-Titrator-Kartusche, 0,0800 M

Artikel-Nr.: 1440201

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Cyclohexandiamintetraessigsäure-Standardlösung. Zur Bestimmung von Calcium und Gesamthärte mittels Digital-Titrator-Titration. 0,0800 M. Ziffern x 0,1 = mg/L CaCO₃ in 100 mL. Ziffern x 0,0001 = mmol.

Präzise Ergebnisse, wann und wo Sie sie brauchen

Für Digital-Titrator-Verfahren werden ein Hochpräzisions-Dispensiergerät und Kartuschen mit konzentriertem Titranten verwendet, um Analysen im Labor, im Werk oder Außeneinsatz zu ermöglichen.

Schnell und flexibel

Austauschbare Kartuschen ermöglichen das Wechseln der Titranten innerhalb von Sekunden. Es müssen keine Büretten gereinigt oder gespült werden.

Vielseitig

Über 50 Parameter/Bereich-Kombinationen verfügbar

Wirtschaftlich

Konzentrierte Titranten ermöglichen 40 - 100 typische Titrations pro Kartusche.

Technische Daten

Methode: CDTA-Titration

Plattform: Digital Titrator