



Reagenzien-Pulverkissen, Kieselsäure, Zitronensäure, 10 mL, 1.000 Stück

Artikel-Nr.:

2106228

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Kieselsäure im hohen Messbereich mittels Silicomolybdat-Verfahren (Hach Verfahren 8185) sowie Kieselsäure im niedrigen Messbereich mittels Heteropolyblau-Verfahren (Hach Verfahren 8186). Packung mit 1.000 Pulverkissen.

Technische Daten

Parameter:	Kieselsäure
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	Packung 1000