



Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 150 mg/L NH₃-N, 16 Stück - 10 mL Voluette-Ampullen

Artikel-Nr.: 2128410

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Zur Überprüfung der Genauigkeit von TKN-Bestimmungen

Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

Technische Daten

Beschreibung:	Ammonium-Standardlösung
Konzentration:	150 mg/L
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	mL/16