



Be Right™



## Reagenz-Pulverkissen, Aminosäure F, 1.000 Stück, 25 mL

Artikel-Nr.:

2253828

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Reagenz zur Kieselsäure-Bestimmung mittels Heteropolyblau-Verfahren. Hach Verfahren 8186. Probengröße: 25 mL. Packung mit 1.000 Pulverkissen

### Technische Daten

Methode:

Heteropolyblau

Plattform:

Pulverkissen