



Flasche, m-ColiBlue24 Bouillon, 100 mL (50 Tests)

Artikel-Nr.: 2608442

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

m-ColiBlue24 Bouillon in 100 mL Flasche

In 24 Stunden liefert die m-ColiBlue24 Bouillon von Hach gleichzeitig Ergebnisse für Gesamtcoliforme und E. coli. Die gebrauchsfertigen Medien von Hach machen Mess-, Misch- und Autoklavierschritte zur Herstellung dehydrierter Medien überflüssig. Glasampullen (26084-20), Kunststoffampullen (260845-00), 100 mL Flaschen (26084-42) mit m-ColiBlue24 und Agar-Platten (28052-15) bieten eine maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für vorgemessene und vorbereitete Medien. Zählen Sie die Gesamtcoliformen und E. coli auf einer Petrischale. Die Kolonien sind leicht zu unterscheiden - rot und blau zeigen Gesamtcoliforme an und blau gibt E. coli an. Ermöglichen Sie eine optimale Erholung von gestressten und verletzten Organismen.

Kein anderes Pad ist mit dem Produkt kompatibel, und die Verwendung eines anderen Pads als den im Folgenden empfohlenen kann zu unzuverlässigen, ungenauen Daten führen. m-ColiBlue24 darf nur mit Pads verwendet werden, die von folgenden Unternehmen/Marken hergestellt wurden: Pall Corporation (z. B. sterile Petrischalen mit absorbierenden Pads), Private-Label-/OEM-Produkte von Pall Gelman, Sartorius (Cellulose- und Glasfaserpads), Sartorius Biosart Produkte mit integrierter Petrischale und sterilisierte Pads von Millipore EO.

Mit der gebrauchsfertigen m-ColiBlue24 Bouillon können Sie:

Lesen und bestätigen Sie die Ergebnisse in 24 Stunden

Höchste Empfindlichkeit - 1 KBE/100 mL

Durchführung von Notfalltests und routinemäßiger Überwachung

Keine spezielle Ausrüstung und UV-Lampe mehr nötig

Minimieren Sie das Wachstum von nicht coliformen Bakterien im Hintergrund

Technische Daten

Material:	Glas
Media Type:	m-ColiBlue24 Broth
Volumen / Packungsgröße:	1 each