




Be Right™



Sedimenter für AISE, NISE und AN-ISE sc

Artikel-Nr.: LZY771

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Durchflusseinrichtung für den Einsatz in Trübstoff-belasteten Wässern. Die Probe wird ohne Vorfiltrern durch den Sedimenter geleitet.

Technische Daten

Gewicht:	Sedimenter inkl. Wandplatte nur: 14,7 kg
Länge:	Intallationsplatte für Wandmontage: 800 mm x 495 mm
Material:	PVC
Messgerät:	Geeignet für alle AISE, NISE und AN-ISE Sensoren
Montage:	Wandmontage (nur Indoor)
Sprachen Bedienungsanleitung:	Sprachunabhängige Anleitung