




Be Right™



## Beckenrandbefestigung AN-ISE Wandbefest. 24cm + Edelst.-Rohr 2m

Artikel-Nr.: LZY714.99.32320  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

---

### Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur nichttragende Teile: 6,8 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm
Material:	Medienberührte Teile:  Rohr Edelstahl 1.4301;  Sensor Adapter Kit Edelstahl 1.4301 & PVC;  Dichtungen EPDM;  Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	AN-ISE Sensoren
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung