




Be Right™



Durchflusseinheit für NT3100sc/NT3200sc 1/2 mm, Nitratax plus sc 2 mm, Uvas plus sc 2 mm Sonden

Artikel-Nr.: LZX869

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Betriebsbedingungen:	2 - 40 °C (Probentemperatur)
Druckbereich:	Nicht unter Druck, Ablauf öffnen
Durchflussrate:	0,5 L/h
Gewicht:	3,6 kg
Länge:	333 mm
Material:	Messzelle: PVC; Verschraubungen: PVDF; Probenröhrchen: PVC; Schrauben: Edelstahl; Dichtungen: EPDM
Medienberührende Materialien:	Messzelle: PVC; Dichtungen: EPDM; Verschraubungen: PVDF; Probenröhrchen: PVC
Probeneingang:	Röhrchen-ID 4 mm/AD 6 mm
Probentemperatur:	2 - 40 °C
Probenvolumen:	0,5 - 10 L
Spaltbreite:	2 mm