



Beckenrandbefestigung - Nitrat, Wandbefest. 24cm + Edelst. Rohr, 2m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.52220**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Stainless steel pole mounting hardware for Nitratax sensor including 24 cm SS bracket and 2 m SS pole. Suitable for Nitratax plus (LXV417.99.x0001) and Nitratax clear (LXV420.99.50001) sensor

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur die tragenden Teile: 6.4 kg
Länge:	Pfosten: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter Edelstahl 1.4308; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle NITRATAX Sonden.