



Filterprobe sc, 10 m heated hose, 115 V

Artikel-Nr.:

LXV429.99.02100

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

In-situ membrane filtration. The immersed filter probe takes samples continuously. Air bubbles prevent coatings from forming on the filter module.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	384 mm x 330 mm x 243 mm
Bemerkungen:	Components: filter module with pump; once the filter modules have become wet, they must be stored wet
Betriebsbedingungen:	-20 - 45 °C sample tubing
Durchfluss:	≥ 5 mL/min Filtratfördermenge, Filtersonde pumpt 4 von 5 Minuten
Eintauchtiefe:	max. 3.0 m
Elektrische Sicherung:	Via analysis instrument, via controller
Gehäusekonstruktion:	Plastic enclosure, PPE, flammability class in accordance with UL 94
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	8kg hose (10 m)
Lagerbedingungen:	-20 °C - 60 °C
Länge Schlauchleitung:	10 m heated
pH Bereich:	4 - 9
Probentemperatur:	4 - 40°C (39 - 104°F)
Spannungsversorgung (Volt):	115 V AC