




Be Right™



FILTRAX Beckenrandbefestigung, Wandbefest. 10cm + Rohr m. Loch, 2m

Artikel-Nr.: LZY714.99.43050
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur nichttragende Teile: 5,5 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm
Material:	Medienberührte Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	FILTRAX, SIGMATA X
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung