



Puffer-Pulverkissen, pH 4,01, rote Farbcodierung, 15 Stück

Artikel-Nr.: 2226995

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Pulverkissen für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Jedes Pulverkissen ergibt 50 mL frischer Pufferlösung. Farbcodiert – für einfaches Erkennen (rot). Der pH-Wert ist $4,01 \pm 0,02$ bei 25 °C. Packung mit 15 Pulverkissen.

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Technische Daten

Bemerkungen:	Entsorgen Sie die zubereitete Lösung nach Gebrauch.
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	pH-Wert $4,01 \pm 0,02$ bei 25 °C
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	15 Stück