



# Puffer-Pulverkissen, pH 10,01, blaue Farbcodierung, 250 Stück

Artikel-Nr.: 2227164 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



## pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Pulverkissen für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Jedes Pulverkissen ergibt 50 mL frischer Pufferlösung. Farbcodiert – für einfaches Erkennen (blau). Der pH-Wert ist  $10,01 \pm 0,02$  bei 25 °C. Packung mit 250 Pulverkissen.

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

## Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

### **Technische Daten**

Bemerkungen: Entsorgen Sie die zubereitete Lösung nach Gebrauch.

Beschreibung: pH-Puffer-Kalibrierreagenz

Farbkodierung?: Ja

Gebindeeinstellungen: Pulverkissen

Lagerbedingungen: 10 - 25 °C (vor Licht schützen)

Parameter: pH

pH Wert(e): pH-Wert 10,01 ± 0,02 bei 25 °C

Rückführbar auf NIST : Ja

Volumen / Packungsgröße: 250 Stück