



Be Right™



## Puffer-Pulverkissen, pH 10,01, blaue Farbcodierung, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2227166  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



### pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Pulverkissen für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Jedes Pulverkissen ergibt 50 mL frischer Pufferlösung. Farbcodiert – für einfaches Erkennen (blau). Der pH-Wert ist  $10,01 \pm 0,02$  bei 25 °C. Packung mit 50 Pulverkissen.

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bemerkungen:             | Entsorgen Sie die zubereitete Lösung nach Gebrauch. |
| Beschreibung:            | pH-Puffer-Kalibrierreagenz                          |
| Farbkodierung?:          | Ja  |
| Gebindeeinstellungen:    | Pulverkissen  |
| Lagerbedingungen:        | 10 - 25 °C (vor Licht schützen)                     |
| pH Wert(e):              | pH-Wert $10,01 \pm 0,02$ bei 25 °C                  |
| Rückführbar auf NIST :   | Ja  |
| Volumen / Packungsgröße: | 50 Stück  |