



Pufferlösungs-Set, farbcodiert, pH 4,01, pH 7,00 und pH 10,01, 20 L

Artikel-Nr.: 2507300

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Standardlösungs-Set für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Empfohlene Dreierpackung mit pH-Pufferlösungen, die für einfaches Erkennen farbcodiert sind. 20 L Bag-in-Box-Packungen, pH 4,01, 7,00 und 10,01 01 mit jeweils ± 0,02 pH bei 25 °C, mit einem faltbaren Innenbeutel in einem weißen geriffelten Karton. Ideale Packungsgröße für Labore, die in großem Umfang pH-Wert-Messungen durchführen.

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Sparen Sie durch den Kauf von pH-Puffer in der Dreierpackung!

33 % Kostenersparnis im Vergleich zum Kauf von Einzelflaschen

Technische Daten

Beschreibung: pH-Puffer-Kalibrierreagenz

Farbkodierung?: Ja

Gebindeeinstellungen: Bag-in-Box (BiB)

Lagerbedingungen: 10 - 25 °C (vor Licht schützen)

pH Wert(e): pH-Wert 4,01, 7,00 und 10,01 \pm 0,02 bei 25 °C

Rückführbar auf NIST: Ja

Volumen / Packungsgröße: 3 pk of 20 L