



Elektroden-Reinigungslösung für die regelmäßige Wartung, 500 mL

Artikel-Nr.: 2965249 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar



Elektroden-Reinigungslösung für die regelmäßige Wartung von pH-Elektroden. Praktisch für die sanfte Reinigung der pH-Elektrode nach der Verwendung in sauberen Wasserproben. 500 mL Flasche.

Technische Daten

Beschreibung: Regelmäßige Wartung

Formula: Kathon CG, Deconex 11

Plattform: Lösung

Solution Type: Reinigung

Volumen / Packungsgröße: 500 mL