




Zobell'sche ORP-/Redox-Standardlösung, 500 mL

Artikel-Nr.: 2316949

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Standard für die Kalibrierung und Genauigkeitsprüfung von ORP-/Redox-Elektroden. Die Zobell'sche ORP-/Redox-Standardlösung zeigt eine Temperaturkorrelation zwischen 0 und 30 °C. Der Standardwert hängt von der Art der Referenzelektrode ab.

Technische Daten

Plattform: Lösung