



Be Right™



Elektroden-Reinigungslösung bei mineralischen, bzw. anorganischen Verunreinigungen, 500 mL

Artikel-Nr.:

2975149

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Elektroden-Reinigungslösung zur Entfernung mineralischer Verunreinigungen/Ablagerungen von pH-Elektroden. 500 mL Flasche.

Technische Daten

Beschreibung:	Entfernung mineralischer Ablagerungen
Formula:	Phosphorsäure (~ 10 %)
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL