



Be Right™



## Leitfähigkeit Standard-Lösung 12,88 mS/cm, Analysezertifikat via Download

Artikel-Nr.: LZW9721.99  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

### Leitfähigkeitsstandardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

Leitfähigkeit Standard-Lösung 12,88 mS/cm, Analysezertifikat via Download, 125 mL.

#### Große Auswahl an Konzentrationen

#### und Packungsgrößen

Hach Leitfähigkeitsstandards werden in zahlreichen Variationen angeboten, um den jeweiligen Messbedingungen und der jeweils üblichen Betriebspraxis gerecht zu werden.

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standardlösungen ist entscheidend.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio entwickelt

Grundlegend für genaue Leitfähigkeitsmessungen ist, dass die Leitfähigkeitszelle gut gepflegt und kalibriert wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bemerkungen:             | Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate |
| Beschreibung:            | Leitfähigkeitskalibrierlösung  |
| Chemische Formel:        | KCl  |
| Gebindeeinstellungen:    | Flasche  |
| Konzentration:           | 0,1 M KCl  |
| Lagerbedingungen:        | 10 - 25 °C (vor Licht schützen)  |
| Parameter:               | Leitfähigkeit  |
| Plattform:               | Lösung   |
| Rückführbar auf NIST :   | Ja   |
| Volumen / Packungsgröße: | 125 mL   |