



Be Right™



Elektroden-Reinigungslösung für Diaphragma, 250 mL

Artikel-Nr.:

C20C380

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Elektroden-Reinigungslösung zur Entfernung von Sulfid- oder AgCl-Ausfällungen/-Ablagerungen/-Verstopfungen vom Diaphragma bei kombinierten pH-/Metallelektroden

Technische Daten

Beschreibung:	Reinigung von Diaphragma
Formula:	Thioharnstoff
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	250 mL