



Teststreifen Gesamt-Alkalinität, 0-240 mg/L, 50 St.

Artikel-Nr.:	2744850
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Hervorgerufen durch die Anwesenheit von Carbonaten, Bicarbonaten, Hydroxiden und anderen gelösten Salzen, ist die Alkalinität ein wichtiger Parameter für Trinkwasser, Nahrungs- und Getränkeindustrieanlagen, Kesselwasser und für die aquatische Biologie.

Einfach anzuwendender und kostengünstiger Einwegartikel

Die schnelle Lösung für quantitative Antworten im Feld oder im Labor

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Einheiten:	50 tests
Kleinste mögliche Schritte:	Schrittweiten: 0, 40, 80, 120, 180, 240 mg/L (ppm)
Messbereich:	0 - 240 mg/L
Parameter:	Alkalinität - Phenolphthalein
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Teststreifen