



QUANTAB Teststreifen Chlorid, Messbereich 30-600 mg/L, 40 Tests

Artikel-Nr.: 2744940
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Schneller und halbquantitativer Nachweis von Chloridionen im Wasser, Abwasser und anderen wässrigen Medien.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40
Einheiten:	40 tests
Kleinste mögliche Schritte:	Schrittweite 10-20 ppm
Messbereich:	30 - 600 mg/L Cl^-
Methode:	Teststreifen
Parameter:	Chlorid
Plattform:	Teststreifen