



Be Right™



Digitaltitratoreinheit

Artikel-Nr.:	1690002
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Tragbarer und robuster Digitaltitrator für schnelle und präzise Titrationsen. Hohe Auflösung (125 µL/Digit) und hohe Genauigkeit (±1 %). Einfache Handhabung. Anwendungen für mehr als 40 Parameter mit austauschbaren Patronen.

Präzise Ergebnisse, dann und dort, wo Sie sie brauchen

Schnell und flexibel

Vielseitig

Wirtschaftlich

Technische Daten

Enthaltenes Zubehör:	Nein
Lieferumfang:	Nur für digitalen Titrator